



# Hyalopanthen®

 AUGENTROPFEN

## Augentropfen für Tiere

### Hyaluronsäure und Dexpanthenol

#### Sterile, konservierungsmittel- und phosphatfreie Lösung zur Anwendung am Auge

##### Zusammensetzung

Natriumhyaluronat (2,75 mg/ml), Dexpanthenol, Citratpuffer, Glycerol, Wasser für Injektionszwecke  
Isotone Lösung gepuffert auf pH 7,5.

##### Inhalt

Tropfflasche mit 10 ml steriler Lösung zur Anwendung am Auge.

##### Verwendungszweck:

**Hyalopanthen® Augentropfen** dienen der Verbesserung des Tränenfilms und dem Schutz der Augenoberfläche. Ein intakter Feuchtigkeitsfilm ist Voraussetzung für die Regeneration der oberflächlichen Gewebe des Auges. Als konservierungsmittel- und phosphatfreie Lösung eignen sich **Hyalopanthen® Augentropfen** auch für empfindliche Augen, für eine langfristige Anwendung sowie zur Anwendung bei vorgeschädigter Hornhaut.

##### Anwendung

**Hyalopanthen® Augentropfen** sollten so angewendet werden, dass ein Kontakt der Tropföffnung mit Auge oder Haut des Tieres vermieden wird. Dies kann erreicht werden, indem die tropfende Hand bei der Applikation am Tierkopf aufgelegt wird. Eine Fixierung ist bei kleineren Tieren wie Hund und Katze einfacher, wenn man sich hinter dem Tier platziert. Schrauben Sie die Schutzkappe ab und richten Sie die Tropföffnung bei Applikation nach unten. Da die Tropfen der Schwerkraft folgend nach unten tropfen, ist es hilfreich den Kopf des Tieres mit der fixierenden Hand nach oben zu neigen. Ziehen Sie entweder das Unterlid mit dem Daumen der fixierenden Hand nach unten oder das Oberlid mit der Handkante der tropfenden Hand nach oben und geben Sie durch leichten Druck auf die Tropfflasche 1 – 2 Tropfen ins Auge. Loben Sie Ihr Tier anschließend. Schütteln Sie einen etwaigen Resttropfen von der Flasche ab und verschließen Sie diese durch sorgfältiges Aufschrauben der Schutzkappe.

Die Häufigkeit der Anwendung richtet sich nach den individuellen Gegebenheiten des Tieres. Eine mehrfach tägliche Verabreichung von **Hyalopanthen® Augentropfen** ist unbedenklich.

##### Hinweise:

Bei Raumtemperatur lagern. Vor Hitze, direkter Sonneneinstrahlung und Frost schützen.

Nach Anbruch der Flasche sind **Hyalopanthen® Augentropfen** 6 Monate verwendbar, eine Külschranklagerung ist nicht notwendig.

Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr anwenden.

Bewahren Sie **Hyalopanthen® Augentropfen** außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Holen Sie vor Anwendung den Rat Ihrer Tierärztin oder Ihres Tierarztes ein!